



## CARBOLINEUM

### 1. DESCRIÇÃO

- Imunizante tradicional, de grande durabilidade e economia. Proporciona imunização de profundidade, por tratamento em autoclave ou por imersão prolongada.
- Pode também ser usado para imunização superficial de menor penetração, por imersão rápida ou aplicação á broxa.

### 2. INDICADO PARA

- Somente para uso externo em madeiras brutas, exposta às intempéries ou enterradas, tais como:

- Estacas,
- Dormentes,
- Tapumes,
- Portões,
- Postes,
- Mourões,
- Palanques.

### 3. INSTRUÇÕES DE USO

#### 3.1 PREPARO DA MADEIRA

- Deve estar seca e descascada.

#### 3.2 APLICAÇÃO

- Aplicar Carbolineum Siláqua com pincel, em 2 à 3 demãos ou por imersão.

### 4. CONSUMO

- 500 a 700 ml/m<sup>2</sup>, conforme o tipo de madeira.

### 5. VALIDADE E ARMAZENAMENTO

- 24 meses a partir da data de fabricação;
- Estocar em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor.



## 6. PRECAUÇÕES

- O Carbolineum Siláqua é oleoso e por isso não aceita verniz ou pintura posterior. Para estas situações, indica-se o Carbolineum Siláqua.

## 7. MANUSEIO E SEGURANÇA

- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como: luvas de borracha, óculos de segurança e roupas de proteção.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante um período médio de 10 a 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão neutro. Caso o problema persista, procurar auxílio médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.